

Microscope multi-vues MSC-MV505T (pentoculaire)

Réf. : MSC-MV505T

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-MV505T
Tête principale	Tête trinoculaire Siedentopf, inclinée 30°, rotative 360°, écart pupillaire 50–75 mm, 3 niveaux de division lumineuse (1 microscope principal)
Têtes secondaires	Têtes binoculaires Siedentopf, inclinées 30°, rotatives 360°, écart pupillaire 50–75 mm (4 microscopes secondaires)
Système optique	Optique à l'infini
Oculaire	Oculaires plan grand champ WF10×/22
Objectifs	Plan infini 4×/N.A.0,10 ; 10×/N.A.0,25 ; 40×/N.A.0,65 ; 100×/N.A.1,25 (immersion huile)
Revolver	Quadruple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope multi-vues de démonstration à système optique infini. Une tête trinoculaire Siedentopf principale et quatre têtes binoculaires secondaires permettent l'observation simultanée par plusieurs utilisateurs.