

Microscope multi-vues MSC-MV535T

Réf. : MSC-MV535T

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-MV535T
Oculaire plan grand champ	10×, $\varnothing 22$ mm
Objectifs plan achromatiques (corrigés à l'infini)	4×, 10×, 40×, 100× (immersion huile)
Longueur mécanique du tube	Système à l'infini ∞
Grossissement	40×–1600×
Platine	Platine mobile 180×160 mm, course 80×50 mm, vernier 0,1 mm
Écart pupillaire	50–75 mm
Mise au point	Mécanisme coaxial macro/micro, division micro 0,002 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à centrage réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microscope biologique de démonstration MSC-MV535T permet à plusieurs utilisateurs d'observer simultanément le même échantillon. Système d'imagerie optique à l'infini et éclairage à forte luminosité pour des images nettes. Équipé d'un indicateur à curseur LED pour une désignation précise.