

Nettoyeur à ultrasons multifonction, série UC-M (1,3 → 45 L)

Réf. : UC-M1 → UC-M45 (12 modèles)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Transducteurs
UC-M1	1,3	1
UC-M2	2	1
UC-M3	3,2	2
UC-M5	4,8	2
UC-M4	4,5	3
UC-M6	6,5	3
UC-M10	10	4
UC-M15	15	6
UC-M20	20	6
UC-M25	22	8
UC-M30	30	10
UC-M45	45	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série UC-M de nettoyeurs à ultrasons multifonction couvre une large gamme d'applications. 12 modèles de 1,3 à 45 L, fréquence 40 kHz, chauffage jusqu'à 60 °C, 1 à 12 transducteurs selon la capacité.