

Nettoyeur à ultrasons numérique chauffant, série UC-D I (10 / 15 / 22,5 L)

Réf. : UC-D10I • UC-D15I • UC-D25I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	UC-D10I	UC-D15I	UC-D25I
Capacité (L)	10	15	22,5
Fréquence ultrasonique	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Puissance ultrasonique	200 W	400 W	500 W
Puissance réglable	10–100 %	10–100 %	10–100 %
Puissance de chauffage	600 W	600 W	1000 W
Température réglable	Ambiente à 80 °C	Ambiente à 80 °C	Ambiente à 80 °C
Minuterie	1–9999 min	1–9999 min	1–9999 min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyeur à ultrasons numérique chauffant de laboratoire, disponible en 10 L, 15 L et 22,5 L. Fréquence 40 kHz, puissance ultrasonique réglable de 10 à 100 %, chauffage de la température ambiante à 80 °C, minuterie 1–9999 min, grille en acier inoxydable.