

Nettoyeur à ultrasons numérique, série UC-D (0,6 → 45 L)

Réf. : UC-D → UC-D45 (14 modèles)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Transducteurs
UC-D	0,6	1
UC-D1	1,3	1
UC-D2	2	1
UC-D3	3,2	2
UC-D5	4,8	2
UC-D4	4,5	3
UC-D6	6,5	3
UC-D7	7	4
UC-D10	10	4
UC-D15	15	6
UC-D20	20	6
UC-D25	22	8
UC-D30	30	10
UC-D45	45	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le nettoyeur à ultrasons numérique, aussi appelé bain à ultrasons, utilise une technologie ultrasonique avancée (fréquence 40 kHz) pour un nettoyage efficace. Gamme UC-D de 14 modèles, de 0,6 à 45 L, avec 1 à 12 transducteurs selon la capacité, minuterie et chauffage numériques.