

Chauffe-ballon 6 postes à microprocesseur, analogique

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité du chauffe-ballon (mL)	Alimentation	Puissance (W)
TLN-6M-AN-100	100	230 V AC/50Hz	150×6
TLN-6M-AN-250	250	230 V AC/50Hz	150×6
TLN-6M-AN-500	500	230 V AC/50Hz	220×6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES