

# Tête de Claisen

Réf. : -



## SPECIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Douille | Cône  | Cône  | Conditionnement |
|-----------------|---------|-------|-------|-----------------|
| 180/1           | 14/23   | 14/23 | 14/23 | 1               |
| 180/2           | 14/23   | 19/26 | 19/26 | 1               |
| 180/3           | 14/23   | 24/29 | 19/26 | 1               |
| 180/4           | 14/23   | 24/29 | 24/29 | 1               |
| 180/5           | 14/23   | 29/32 | 29/32 | 1               |
| 180/6           | 14/23   | 34/35 | 24/29 | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES