


Adaptateur tube d'amenée de gaz pour ballon de réaction

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Rodage	Capacité du ballon (ml)	Conditionnement
593/1	B-14	25	10
593/2	B-14	50	10
593/3	B-14	100	10
593/4	B-14	250	10
593/5	B-19	100	10
593/6	B-19	250	10
593/7	B-19	500	10
593/8	B-19	1000	10
593/9	B-19	2000	10
593/10	B-24	250	10
593/11	B-24	500	10
593/12	B-24	1000	10
593/13	B-24	2000	10
593/14	B-24	3000	10
593/15	B-24	5000	10
593/16	B-24	10000	10

N° de catalogue	Rodage	Capacité du ballon (ml)	Conditionnement
593/17	B-24	20000	10
593/18	B-24	10000	10
593/19	B-24	20000	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES