

Bidistillateur tout quartz

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Débit (mL)	Cooling Water Consumption (ltr/hr)	Puissance (kW)
223/1	1.5 ltr/hr	50 ltr/hr	3.0 kW
223/2	2.5 ltr/hr	70 ltr/hr	5.0 kW
223/3	4.0 ltr/hr	120 ltr/hr	8.0 kW
223/4	5.0 ltr/hr	150 ltr/hr	9.0 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES