

Densimètre échelle API selon ASTM avec thermomètre à liquide bleu sans mercure

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	N° ASTM	Étendue API	Graduation	Longueur (mm)
2182	51H	-1 to 11	0.1	380
2183	52H	9 to 21	0.1	380
2184	53H	19 to 31	0.1	380
2185	54H	29 to 41	0.1	380
2186	55H	39 to 51	0.1	380
2187	57H	59 to 71	0.1	380

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES