

Densimètre échelle API avec thermomètre à liquide bleu sans mercure

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue API	Graduation	Longueur (mm)
2188	9 to 21	0.2	195
2189	19 to 31	0.2	195
2190	29 to 41	0.2	195
2191	39 to 51	0.2	195
2192	49 to 61	0.2	195
2193	59 to 71	0.2	195
2194	10 to 45	1.0	195
2195	45 to 90	1.0	195

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES