

Aréomètre Baumé pour liquides lourds

Réf. : –

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue °Bé	Graduation	Longueur approx. (mm)
2363	0 to 12°	0.1±	305
2364	9 to 21°	0.1±	305
2365	19 to 31°	0.1±	305
2366	29 to 41°	0.1±	305
2367	39 to 51°	0.1±	305
2368	49 to 61°	0.1±	305
2369	59 to 71°	0.1±	305
2370	0 to 15°	0.1±	305
2371	0 to 25°	0.2±	305
2372	0 to 35°	0.5±	305
2373	0 to 50°	0.5±	305
2374	35 to 70°	0.5±	305
2375	0 to 50°	1.0±	305
2376	0 to 70°	1.0±	305
2377	0 to 90°	1.0±	305

