


Bécher forme basse à paroi épaisse, double graduation

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (mL)	Étendue (mL)	Diamètre approx. (mm)	Hauteur approx. (mm)	Conditionnement
240A/1	250	25	25-250	68	95	10
240A/2	400	25	25-400	80	110	10
240A/3	600	50	50-600	90	125	6
240A/4	1000	50	50-1000	105	145	4
240A/5	2000	200	200-2000	132	185	4
240A/6	4000	500	500-4000	160	260	1
240A/7	150	25	25-150	60	80	10
240A/8	100	10	20-100	50	70	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES