


Bécher forme basse à paroi épaisse, avec bec, ASTM

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Sub Division (mL)	Étendue (mL)	Diamètre approx. (mm)	Hauteur approx. (mm)	Conditionnement
240B/1	10	–	–	26	35	12
240B/2	20	10	5-15	32	40	12
240B/3	30	10	5-25	34	44	6
240B/4	50	10	10-40	42	60	6
240B/5	100	10	20-80	50	70	4
240B/6	150	20	20-140	60	80	1
240B/7	250	25	25-200	68	95	12
240B/8	400	25	25-325	80	110	12
240B/9	600	50	50-500	90	125	6
240B/10	1000	50	100-900	105	145	6
240B/11	2000	200	200-1800	132	185	4
240B/12	4000	500	500-3500	160	260	1
240B/13	3000	250	250-2500	146	225	1
240B/14	800	50	100-750	98	145	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES