

Bécher forme basse, avec bec

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Diamètre approx. (mm)	Hauteur approx. (mm)	Conditionnement
240/1	5	22	30	10
240/2	10	26	35	10
240/3	25	34	51	10
240/4	50	42	58	10
240/5	100	50	70	10
240/6	150	60	88	10
240/7	250	68	95	10
240/8	400	80	110	10
240/9	500	83	118	6
240/10	600	90	125	6
240/11	1000	105	157	4
240/12	2000	132	185	4
240/13	3000	152	210	1
240/14	5000	170	270	1
240/15	10000	220	350	1
240/16	800	100	140	6

