


Bécher forme haute, avec bec

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
242/1	50	38	70	10
242/2	100	48	80	10
242/3	150	54	95	10
242/4	250	60	120	10
242/5	400	70	130	10
242/6	500	75	142	6
242/7	600	80	150	6
242/8	1000	95	180	4
242/9	800	90	175	6
242/10	2000	120	240	1
242/11	3000	135	280	1
242/12	5000	160	324	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES