

Flacon aspirateur à bouchon GL 45, avec tubulure

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Ø × hauteur (approx.) (mm)	Filetage	Conditionnement
258/1	250	70×138	GL 45	1
258/2	500	86×176	GL 45	1
258/3	1000	101×225	GL 45	1
258/4	2000	136×260	GL 45	1
258/5	5000	181×330	GL 45	1
258/6	10000	235×410	GL 45	1
258/7	20000	296×505	GL 45	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES