

Flacon aspirateur à bouchon GL 45, douille et robinet interchangeable

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Ø × hauteur (approx.) (mm)	Filetage	Douille	Conditionnement
257B/1	1000	101×225	GL 45	24/29	1
257B/2	2000	136×260	GL 45	29/32	1
257B/3	5000	181×330	GL 45	29/32	1
257B/4	10000	227×410	GL 45	29/32	1
257B/5	20000	288×505	GL 45	29/32	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES