

Flacon à réactif en verre ambré, bouchon à vis

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Filetage (GL)	Ø extérieur (mm) (approx.)	Hauteur (approx.)	Conditionnement
244/1	10	25	36	50	10
244/2	25	25	36	70	10
244/3	50	32	46	87	10
244/4	100	45	56	100	10
244/5	150	45	60	120	10
244/6	250	45	70	138	10
244/7	500	45	86	176	6
244/8	1000	45	101	225	1
244/9	2000	45	136	260	1
244/10	3000	45	150	295	1
244/11	5000	45	181	330	1
244/12	10000	45	227	410	1
244/13	20000	45	288	505	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES