

Flacon à réactif en verre clair, bouchon à vis PE

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Filetage (GL)	Ø extérieur (mm) (approx.)	Hauteur (approx.)	Conditionnement
243/1	10	25	36	50	10
243/2	25	25	36	70	10
243/3	50	32	46	87	10
243/4	100	45	56	100	10
243/4A	150	45	60	120	10
243/5	250	45	70	138	10
243/6	500	45	86	176	6
243/7	1000	45	101	225	1
243/8	2000	45	136	260	1
243/9	3000	45	158	295	1
243/10	5000	45	181	330	1
243/11	10000	45	227	410	1
243/12	20000	45	288	505	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES