

Flacon à réactif en verre clair, bouchon GL 80

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Filetage	Ø extérieur (mm) (approx.)	Hauteur (approx.)	Conditionnement
265/1	250	GL 80	95	110	10
265/2	500	GL 80	101	153	6
265/3	1000	GL 80	101	223	1
265/4	2000	GL 80	136	253	1
265/5	5000	GL 80	182	315	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES