

Aréomètres Baumé en laiton

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue °Be
2141	00.0-10.0°Be
2142	10.0-20.0°Be
2143	20.0-30.0°Be
2144	30.0-40.0°Be
2145	40.0-50.0°Be
2146	50.0-60.0°Be
2147	60.0-70.0°Be
2148	00.0-20.0°Be
2149	20.0-40.0°Be
2150	40.0-60.0°Be

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES