

Entonnoir Büchner à disque fritté, cône et tubulure à vide

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Ø du disque (mm)	Porosité	Conditionnement
605/1	35	30	1	2
605/2	35	30	2	2
605/3	35	30	3	2
605/4	35	30	4	2
605/5	35	30	5	2
605/6	80	35	1	2
605/7	80	35	2	2
605/8	80	35	3	2
605/9	80	35	4	2
605/10	80	35	5	2
605/11	200	68	1	2
605/12	200	68	2	2
605/12	200	68	3	2
605/14	200	68	4	2
605/15	200	68	5	2
605/16	500	92	1	2

N° de catalogue	Capacité (mL)	Ø du disque (mm)	Porosité	Conditionnement
605/17	500	92	2	2
605/18	500	92	3	2
605/19	500	92	4	2
605/20	500	92	5	2
605/21	1000	124	1	2
605/22	1000	124	2	2
605/23	1000	124	3	2
605/24	1000	124	4	2
605/25	1000	124	5	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES