


Burette à clé Rotaflow et vanne pointeau PTFE, classe B

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
6/1	5	0.02	0.02	1
6/2	10	0.05	0.05	1
6/3	25	0.10	0.10	1
6/4	50	0.10	0.10	1
6/5	100	0.20	0.20	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES