


Burette à alésage droit et clé en verre, classe A

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
1/1	5	0.02	0.01	1
1/2	10	0.05	0.03	1
1/3	10	0.02	0.02	1
1/4	25	0.10	0.05	1
1/5	25	0.05	0.03	1
1/6	50	0.10	0.05	1
1/7	100	0.20	0.10	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES