


Burette à alésage droit, clé en verre à filetage, certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
2/1	5	0.02	0.01	1
2/2	10	0.05	0.03	1
2/3	10	0.02	0.02	1
2/4	25	0.10	0.05	1
2/5	25	0.05	0.03	1
2/6	50	0.10	0.05	1
2/7	100	0.20	0.10	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES