


Burette à alésage droit et clé PTFE, classe A

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
7/1	5	0.02	0.01	1
7/2	10	0.05	0.03	1
7/3	10	0.02	0.02	1
7/4	25	0.10	0.05	1
7/5	25	0.05	0.03	1
7/6	50	0.10	0.05	1
7/7	100	0.20	0.10	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES