

Filtres seringue CA stériles avec préfiltre en microfibre de verre

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
OM357-020	13	0.20	100
OM357-045	13	0.45	100
OM358-020	25	0.20	100
OM358-045	25	0.45	100
OM359-020	33	0.20	50
OM359-045	33	0.45	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES