


Colonne de chromatographie à douille, cône, disque fritté et robinet à clé en verre

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Longueur utile (mm)	Encombrement (mm)	Ø du disque (mm)	Douille	Cône	Ø extérieur approx. (mm)	Conditionnement
201/1	100	220	10	14/23	19/26	14	1
201/2	200	320	10	14/23	19/26	14	1
201/3	300	420	10	14/23	19/26	14	1
201/4	300	420	20	24/29	19/26	25	1
201/5	400	520	20	24/29	19/26	25	1
201/6	400	520	20	24/29	24/29	25	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES