


Colonne de chromatographie à disque fritté et robinet en verre

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Longueur utile (mm)	Ø du disque (mm)	Ø extérieur approx. (mm)	Conditionnement
193/1	150	10	15	1
193/2	200	15	20	1
193/3	300	15	20	1
193/4	400	20	25	1
193/5	400	30	34	1
193/6	500	30	34	1
193/7	500	40	35	1
193/8	600	40	35	1
193/9	1000	40	35	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES