

Colonne de chromatographie à douille, cône et disque fritté

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Longueur utile (mm)	Encombrement (mm)	Ø du disque (mm)	Douille	Cône	Ø extérieur approx. (mm)	Conditionnement
202/1	200	300	20	24/29	19/26	25	1
202/2	300	400	20	24/29	19/26	25	1
202/3	400	500	20	24/29	19/26	25	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES