

Colonne de chromatographie à disque fritté

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Longueur utile (mm)	Ø du disque (mm)	Ø extérieur approx. (mm)	Conditionnement
192/1	150	10	15	1
192/2	200	15	20	1
192/3	300	15	20	1
192/4	400	20	25	1
192/5	400	30	34	1
192/6	500	30	34	1
192/7	500	40	45	1
192/8	600	40	45	1
192/9	1000	40	45	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES