

Réfrigérant à serpentin

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Douille	Cône	Longueur utile (mm)	Ø extérieur approx. (mm)	Conditionnement
101/1	14/23	14/23	150	38	1
101/2	19/26	19/26	200	38	1
101/3	19/26	19/26	250	38	1
101/4	24/29	24/29	250	38	1
101/5	19/26	19/26	300	38	1
101/6	24/29	24/29	300	38	1
101/7	24/29	24/29	400	38	1
101/8	24/29	24/29	500	38	1
101/9	34/35	34/35	500	38	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES