

Bouchons en caoutchouc naturel

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	N° de bouchon	Bas	Haut	Hauteur	Conditionnement
381/1	0	9	13	15.5	10
381/2	1	11	14	18.5	10
381/3	2	13	16.5	20	10
381/4	3	14	19	21	10
381/5	4	15	21	22	10
381/6	5	17.5	22.5	23	10
381/7	6	20	24.5	24	10
381/8	7	20	26	27.5	10
381/9	8	21	26.5	27.5	10
381/10	9	21.5	28	31	10
381/11	10	26	30	33	10
381/12	11	29	33	32	5
381/13	12	30	34.5	34.5	5
381/14	13	31	38.5	37	5
381/15	14	32	41.5	45.5	5
381/16	15	38	42	40.5	5

N° de catalogue	N° de bouchon	Bas	Haut	Hauteur	Conditionnement
381/17	16	35	45	36.5	5
381/18	17	40	49.5	40.5	5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES