

Densimètres M-50 SP, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue
2006C	0.650 – 0.700 g/ml
2007C	0.700 – 0.750 g/ml
2008C	0.750 – 0.800 g/ml
2009C	0.800 – 0.850 g/ml
2010C	0.850 – 0.900 g/m
2011C	0.900 – 0.950 g/ml
2012C	0.950 – 1.000 g/ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES