

Densimètres M-50 SP, marquage ISI

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Étendue
2006	0.650 – 0.700 g/ml
2007	0.700-0.750 g/ml
2008	0.750 – 0.800 g/ml
2009	0.800 – 0.850 g/ml
2010	0.850 – 0.900 g/m
2011	0.900 – 0.950 g/ml
2012	0.950 – 1.000 g/ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES