

Kit densité pétrole L-50 avec trousse de secours, avec certificat NABL

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Composition	Conditionnement
2002LFA/1	Hydrometer ISI Marked L – 50 SP (0.700 – 0.750 g/ml)	1
2002LFA/2	Hydrometer ISI Marked L – 50 SP (0.750 – 0.800 g/ml)	1
2002LFA/3	Hydrometer ISI Marked L – 50 SP (0.800 – 0.850 g/ml)	1
2002LFA/4	Thermometer (Range -10°C to 50°C (Least count. 0.25)	1
2002LFA/5	OMSONS Filterpaper No. 2 (90 mm)	1
2002LFA/6	Water Paste 100 gms.	1
2002LFA/7	Oil Paste (Dip Paste) 100 gms.	1
2002LFA/8	Glass Jar Borosilicate 500ml.	1
2002LFA/9	First aid box	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES