

# Kit densité pétrole M-50 avec trousse de secours, avec certificat NABL

Réf. : –



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Composition                                        | Conditionnement |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2002FA/1        | Hydrometer ISI Marked M – 50 SP 0.700 – 0.750 g/ml | 1               |
| 2002FA/2        | Hydrometer ISI Marked M – 50 SP 0.750 – 0.800 g/ml | 1               |
| 2002FA/3        | Hydrometer ISI Marked M – 50 SP 0.800 – 0.850 g/ml | 1               |
| 2002FA/4        | Thermometer Range -10 to 50 C (Least count. 0.25)  | 1               |
| 2002FA/5        | OMSONS Filter paper No. 2 (90 mm)                  | 1               |
| 2002FA/6        | Water Paste 100 gms.                               | 1               |
| 2002FA/7        | Oil Paste (Dip Paste) 100 gms.                     | 1               |
| 2002FA/8        | Glass Jar Borosilicate 500ml.                      | 1               |
| 2002FA/9        | First aid box                                      | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES