

Filtres seringue bicouche PES non stériles

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Diamètre (mm)	Seuil du préfiltre en fibre de verre (µm)	Seuil de filtration (µm)	Conditionnement
FP324-020	13	2.0	0.20	100
FP324-045	13	2.0	0.45	100
FP325-020	25	2.0	0.20	100
FP325-045	25	2.0	0.45	100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES