

Bidistillateur d'eau à résistance gainée de silice

Réf. : —

photo

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Débit (ml)	Cooling Water Consumption (ltr/hr)	Puissance (kW)
211/1	1.5 ltr/hr	80 ltr/hr	3.0kw
211/2	2.5 ltr/hr	120 ltr/hr	3.4kw
211/3	4.0 ltr/hr	150 ltr/hr	6.0kw

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES