

Adaptateur élargisseur

Réf. : –



SPECIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Douille	Cône	Conditionnement
164/1	19/26	14/23	10
164/2	24/29	14/23	10
164/3	24/29	19/26	10
164/4	29/32	14/23	10
164/5	29/32	19/26	10
164/6	29/32	24/29	10
164/7	34/35	19/26	10
164/8	34/35	24/29	10
164/9	34/35	29/32	10
164/10	40/38	24/29	10
164/11	45/40	29/32	10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES