

Corps d'extracteur pour appareil de Soxhlet

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Douille	Cône	Conditionnement
305/1	20	24/29	19/26	1
305/2	40	29/32	24/29	1
305/3	60	34/35	24/29	1
305/4	100	34/35	24/29	1
305/5	100	40/38	24/29	1
305/6	200	50/42	24/29	1
305/7	400	50/42	24/29	1
305/8	600	50/42	24/29	1
305/9	1000	55/44	34/35	1
305/10	2000	55/44	34/35	1
305/11	3000	55/44	34/35	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES