

Erlenmeyer col étroit, verre ambré

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Ø extérieur × hauteur (approx., mm)	Ø extérieur du col (approx., mm)	Conditionnement
146/1	25	42 x 75	22	10
146/2	50	51 x 90	22	10
146/3	100	64 x 105	26	10
146/4	150	74 x 118	28	10
146/5	250	85 x 145	34	10
146/6	500	105 x 180	34	6
146/7	1000	131 x 220	42	2
146/8	2000	166 x 280	48	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES