


Erlenmeyer col étroit

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Ø extérieur × hauteur (approx., mm)	Ø extérieur du col (approx., mm)	Conditionnement
145/1	25	42 x 75	22	10
145/2	50	51 x 90	22	10
145/3	100	64 x 105	26	10
145/4	150	74 x 118	28	10
145/5	250	85 x 145	34	10
145/6	500	105 x 180	34	6
145/7	1000	131 x 220	42	2
145/8	2000	166 x 280	48	1
145/9	3000	187 x 310	48	1
145/10	5000	220 x 365	50	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES