

Chauffe-ballon analogique

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité du chauffe-ballon (mL)	Alimentation	Puissance (kW)
TLC-AN-100	100	230 V AC/50Hz	150
TLC-AN-250	250	230 V AC/50Hz	150
TLC-AN-500	500	230 V AC/50Hz	220
TLC-AN-1000	1000	230 V AC/50Hz	300
TLC-AN-2000	2000	230 V AC/50Hz	450
TLC-AN-3000	3000	230 V AC/50Hz	450
TLC-AN-5000	5000	230 V AC/50Hz	600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES