

Chauffe-ballon avec agitation, analogique

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité du chauffe-ballon (mL)	Alimentation	Puissance (W)
HM.100.AN.ST	100	230 V AC/50Hz	150
HM.250.AN.ST	250	230 V AC/50Hz	150
HM.500.AN.ST	500	230 V AC/50Hz	220
HM.1000.AN.ST	1000	230 V AC/50Hz	300
HM.2000.AN.ST	2000	230 V AC/50Hz	450
HM.3000.AN.ST	3000	230 V AC/50Hz	450
HM.5000.AN.ST	5000	230 V AC/50Hz	600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES