

Chauffe-ballon avec agitation, numérique

Réf. : -



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité du chauffe-ballon (mL)	Alimentation	Puissance (W)
TBE-DG-100	100	230 V AC/50Hz	150
TBE-DG-250	250	230 V AC/50Hz	150
TBE-DG-500	500	230 V AC/50Hz	220
TBE-DG-1000	1000	230 V AC/50Hz	300
TBE-DG-2000	2000	230 V AC/50Hz	450
TBE-DG-3000	3000	230 V AC/50Hz	450
TBE-DG-5000	5000	230 V AC/50Hz	600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES