

Plaque chauffante agitatrice magnétique série Edge

Réf. : –



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Tension	Puissance	Température max.	Plateau	Conditionnement
TSE-AL-15L	230V / 50Hz	650	350°C	Aluminum Ceramic Coating	1
TSE-SS-15L	230V / 50Hz	650	450°C	SS Ceramic Coating	1
TSE-GC-15L	230V / 50Hz	650	550°C	Glass Ceramic Top Plate	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES