

# Béchers forme basse à bec, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (mL) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 624/1           | 50            | 42            | 58           | 10              |
| 624/2           | 100           | 50            | 70           | 10              |
| 624/3           | 150           | 60            | 88           | 10              |
| 624/4           | 250           | 68            | 95           | 10              |
| 624/5           | 500           | 83            | 118          | 8               |
| 624/6           | 1000          | 90            | 125          | 8               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES