

Éprouvettes graduées à base hexagonale classe A, marquage ISI, avec certificat NABL

Réf. : —



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Tolérance ($\pm$ ml)	Conditionnement
632/1	5	0.1	0.05	1
632/2	10	0.2	0.10	1
632/3	25	0.5	0.25	1
632/4	50	1.0	0.50	1
632/5	100	1.0	0.50	1
632/6	250	2.0	1.00	1
632/7	500	5.0	2.50	1
632/8	1000	10.0	5.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES